



Senza fili
con testina miniaturizzata



entran

Endodonzia senza fili



Muoversi liberamente e senza fili

Muoversi liberamente senza fili, sicurezza di trattamento, visione eccellente durante gli interventi grazie alla testina miniaturizzata – ora è possibile.

Con Entran, l'unità endodontica W&H senza fili.

Il massimo di sensibilità ...

Il successo di un trattamento endodontico dipende anche dall'ergonomia del manipolo usato. Come soluzione senza fili per il trattamento canalare meccanico Entran assicura non solo la massima libertà di movimento. Per la particolare conformazione del contrangolo ed il suo peso ridotto la mano è rilassata e riposata.

... con testina miniaturizzata ...

Affinchè occhi e mano possano coordinarsi in modo ottimale, la testina di Entran è piacevolmente piccola e compatta e consente l'accesso migliore all'area di intervento.

Grazie alla funzione Easy Click l'accoppiamento fra contrangolo e manipolo-motore è rapido e semplice.

Il contrangolo può ruotare di 360°: accesso e guida dello strumento sono ottimali.

... per tutte le tecniche

Entran rende disponibile l'intera gamma dei trattamenti endodontici con strumenti canalari rotanti. Sia con la tecnica Crown-Down che Singlelength.



Interventi sicuri

Per il successo dei trattamenti canalari occorrono strumenti intelligenti. Entran reagisce immediatamente quando la lima raggiunge la coppia selezionata. Una modalità automatica, che rende ancora più sicuri i Vostri interventi ed è oggi indispensabile.

Tutte le funzioni integrate

Tutte le funzioni necessarie per un trattamento sicuro sono integrate in Entran. Abbiamo dedicato la massima attenzione alla semplicità d'uso e all'affidabilità.

Premendo semplicemente un pulsante si imposta la coppia. Il valore impostato è indicato dai LED accesi. Quando durante l'intervento viene superato il 75% della coppia impostata si accende il LED anulare di controllo. Entran dispone della tecnologia W&H di ultimissima generazione e come apparecchio compatto cordless offre la massima sicurezza.



Auto Reverse

Quando viene raggiunta la coppia impostata (1), il manipolo-motore commuta su rotazione sinistrorsa (2) in modo da disimpegnare lo strumento canalare. Quindi si arresta. (3)



Auto Forward

Quando viene raggiunta la coppia impostata (1), in modalità Auto-Forward il manipolo-motore commuta su rotazione sinistrorsa (2), in modo da disimpegnare lo strumento canalare. Quindi riprende la rotazione destrorsa (3).



Velocità stabile

Sia l'unità elettronica di precisione miniaturizzata che l'accumulatore al litio di durata elevata, unico in questa classe - che può essere ricaricato in ogni momento senza conseguenze per la durata di vita - assicurano una velocità stabile di 300 giri/min allo strumento canalare. Quando l'indicatore della capacità dell'accumulatore inizia a lampeggiare è possibile eseguire ancora almeno un intervento. A pieno carico l'accumulatore ha una autonomia di ca. 30 trattamenti.



Endodonzia confortevole

Entran offre di più della somma delle singole prestazioni. Non solo libertà di movimento, ma anche funzioni di sicurezza e semplicità d'uso Vi faranno preferire questo strumento.

Sostituzione rapida della lima

Il bloccaggio a pulsante consente il cambio rapido e semplice delle lime.

Contrangolo ergonomico

La forma del contrangolo segue requisiti di ergonomia Il lavoro di sensibilità e precisione è meno stancante e ritarda l'affaticamento della mano.

Buona prensione del manipolomotore

Entran sta perfettamente in mano. La superficie grigia soft-touch del manipolo-motore assicura massimo confort e buona prensione.

Corpo sottile

Il corpo sottile e la testina miniaturizzata migliorano la visuale durante l'intervento.

Due dettagli importanti che favoriscono il successo del trattamento.

Igiene e manutenzione

Il contrangolo è sterilizzabile e termodisinfettabile. Manipolo-motore e caricabatteria possono essere disinfettati con idonei fazzolettini, puliti in modo rapido e semplice così da essere immediatamente pronti per il trattamento successivo.

Dotazione

- > Manipolo-motore
- > Contrangolo
- > Caricabatteria
- > Accumulatore al litio, 3,7 V
- > Cavo di rete

Accessori

- > Supporto manipolo-motore
- > W&H Service Oil F1, MD-400
- > Testina nebulizzatrice con adattatore per contrangolo e manipoli
- > Adattatore W&H Assistina per contrangolo

Garanzia



- > 24 mesi: manipolo-motore, contrangolo, caricabatteria ,
- > 12 mesi: accumulatore



Dati tecnici



Contrangolo EB-16

Demoltiplicazione	16:1
Tipo di raccordo	raccordo dedicato W&H
Strumenti canalari raccomandati sec. EN ISO 1797-1:1995	lime rotanti per trattamento canalare a 300 giri/min \emptyset gambo (tipo 1) 2,35 mm
Peso	35 g
Igiene  	termodisinfettabile / sterilizzabile



Manipolo-motore EB-3 H

Tipo di accumulatore	ioni Li, 3,7 V
Capacità nominale	680 mAh
Velocità	300 giri/min alla testina
Livelli di coppia allo strumento	4,0 max. 4.0 Ncm 2,5 max. 2.5 Ncm 1,5 max. 1.5 Ncm 1,0 max. 1.0 Ncm 0,5 max. 0.5 Ncm
Peso	85 g
Igiene	con disinfettanti di superficie



Caricabatteria

Tensione di rete	100–240 V (+/-10%)
Frequenza	50–60 Hz
Dimensioni (L x P x A)	95 x 159 x 65 mm
Peso	265 g
Igiene	con disinfettanti di superficie



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
illustrati non fanno parte della dotazione.

Entran è disponibile presso il Vostro rivenditore di fiducia.

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t + 39 035 66 63 911
f + 39 035 66 63 939
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com