

W&H offre la solution idéale, de la documentation au suivi, en passant par l'étiquetage

Conforme aux recommandations et prescriptions légales en vigueur

Selon les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI) et de Swissmedic, les dispositifs médicaux critiques doivent faire l'objet d'une documentation.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de stériliser : il faut pouvoir prouver le bon déroulement de toute la procédure de stérilisation, de la sélection du cycle jusqu'à la validation de la charge.

W&H propose une solution

d'avant-garde, automatique pour la documentation et la traçabilité, non seulement claire et infaillible, mais également simple d'utilisation.

La traçabilité signée W&H

Avec le concept de documentation et de traçabilité à la fois intégré et automatique du Lisa, toutes les options sont gérées et surveillées simplement depuis sur l'écran tactile.

De plus :

- > L'exécution automatique réduit le risque d'erreur et évite les manipulations inutiles.
- > La saisie du nom d'utilisateur permet de savoir qui a démarré et validé le cycle.
- > Chaque utilisateur obtient un code PIN personnel qui lui permet de valider le processus de stérilisation.
- > Si le cycle a échoué, la validation du chargement et l'impression des étiquettes sont impossibles.

Le processus de traçabilité est directement géré depuis l'ordinateur de bord du Lisa. Pas besoin d'ordinateur supplémentaire ni de logiciel spécifique, ce qui facilite considérablement le travail.

Une traçabilité exemplaire en 6 étapes essentielles pour faire le lien avec le dossier du patient.



Étape 1

Sélection des cycles sans risque

Le menu facile d'utilisation vous permet de sélectionner les cycles de stérilisation automatiques en toute sécurité.



Étape 2

Cycles sûrs

Le système d'évaluation des processus contrôle tous les paramètres du cycle en cours et garantit un résultat de stérilisation irréprochable.



Étape 3

Contrôle/validation de la charge

En fin de cycle, après contrôle de l'intégrité et de la siccité de la charge stérile, l'utilisateur autorisé est invité à saisir son PIN afin de valider celle-ci. Le protocole de cycle est enregistré automatiquement sur la carte mémoire. La validation n'est possible que si le cycle s'est parfaitement déroulé.



Étape 4

Étiquetage facile

Les étiquettes code-barres imprimées qui contiennent toutes les informations importantes, sont collées sur l'emballage des instruments stérilisés.



Étape 5

Stockage

Les instruments emballés sont utilisés suivant le principe First In - First Out (FIFO). Ils doivent être utilisés avant la date d'expiration ou bien être soumis à une nouvelle préparation.



Étape 6

Communication des données

Les données sont lues dans le dossier du patient à l'aide du lecteur code-barres ou l'étiquette est collée dans le dossier du patient.

Le lien est fait !

La traçabilité continue permet d'établir aisément le lien entre le patient, les instruments utilisés pour les soins et le cycle de stérilisation, offrant ainsi une sécurité maximale.

LisaSafe permet de faire le lien avec le dossier du patient

Le pack traçabilité offre une solution clé en main qui permet d'établir le lien avec le patient en utilisant des étiquettes imprimées. Les étiquettes sont collées sur les emballages des instruments stérilisés avant le stockage stérile. Le lecteur code-barres est compatible avec tous les ordinateurs et logiciels dentaires.

Le pack est composé d'une imprimante à étiquettes, d'un kit de connexion pour stérilisateur Lisa, de 4 200 étiquettes et d'un lecteur code-barres 128 bits universel.



20410 AFR Rev. 001 / 19.11.2015
Sous réserve de modifications

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Distribution :
W&H France
4 rue Etore Bugatti
67201 Eckboisheim, France
t + 33 388 773 600
f + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

Fabricant :
W&H Dentalwerk Burmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Strasse 53, Postfach 1
511 Burmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Traçabilité automatique et intégrée

PEOPLE HAVE PRIORITY



lisa