



Cómo conseguir una higiene y un mantenimiento perfectos



Mantenimiento de piezas de mano, contra-ángulos y motores de cirugía de W&H

INDICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Estas recomendaciones de higiene y cuidados son especialmente aplicables a piezas de mano / contraángulos y motores para cirugía de W&H.

Los instrumentos de transmisión y motores marcados con este símbolo se pueden limpiar y desinfectar térmicamente con un termodesinfector.



Los instrumentos de transmisión y los motores quirúrgicos marcados con este símbolo pueden ser esterilizados por el proceso de esterilización recomendado.



Indicaciones generales

- > Recuerde que los instrumentos de transmisión y los motores para cirugía deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de cada tratamiento.
- > Se recomienda el uso de ropa de protección (guantes, gafas y, en caso necesario, mascarilla).
- > Tenga en cuenta las indicaciones detalladas en las instrucciones de uso del fabricante.
- > Utilizar productos desinfectantes certificados y homologados para los instrumentos de transmisión y motores de cirugía de W&H, y respetar la dosificación y los tiempos de actuación recomendados. El producto desinfectante utilizado no debe contener cloro.
- > Utilice aire limpio y seco.
- > W&H le recomienda utilizar agua desmineralizada.
- > Encontrará información detallada en wh.com

1

PREPARACIÓN

1



Desinfecte frotando en caso necesario

2

LIMPIEZA / SECADO

2

Manualmente



Mecanizado



3

DESINFECCIÓN / SECADO

3



Inspección visual



Siga las instrucciones del fabricante del termodesinfector.

Introduzca los instrumentos de transmisión montados en los adaptadores correspondientes o desmontados en el termodesinfector.



4

LUBRICACIÓN

4

Manualmente



Frecuencia de mantenimiento:
> Tras cada limpieza interior
> Antes de cada esterilización

Mecanizado



Desinfecte frotando en caso necesario

5

ESTERILIZACIÓN / ALMACENAMIENTO

5



W&H le recomienda una esterilización con clase B según la norma EN 13060. Compruebe que la carga esté seca tras la termodesinfección/esterilización.

6

ESTERILIZACIÓN CORRECTA DE LA CARGA

6



7

ALMACENAMIENTO

7



Sin polvo, limpio y seco.

Más información en wh.com/hygiene