



Ultraleicht & leistungsstark



Luftmotoren





Luftmotoren	AM-25 LT	AM-25 A	AM-25 A BC	AM-25 A RM	AM-25 E
Kupplung schlauchseitig:	Roto Quick mit Lichtanschluss	Roto Quick ohne Lichtanschluss	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Roto Quick ohne Lichtanschluss
Licht:	ja	–	–	–	–
Spray:	intern	intern	intern	intern	extern
Drehzahlbereich (Upm):	bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000* bei 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Drehrichtung:	Links-/Rechtslauf				



Luftmotoren	AM-25 E BC	AM-25 E RM	AM-25	AM-25 BC	AM-25 RM
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Roto Quick ohne Lichtanschluss	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch
Licht:	–	–	–	–	–
Spray:	extern	extern	–	–	–
Drehzahlbereich (Upm):	bei 2,2 bar: 5.000 – 20.000* bei 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Drehrichtung:	Links-/Rechtslauf				

* Leistungs- und Drehzahlraten von Luftantrieben hängen wesentlich von der Qualität der verwendeten Turbinenschläuche ab und können daher von den angegebenen Werten abweichen.

Bestellen Sie Ihre Luftmotoren über Ihren Fachhändler.

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 4
 D-83410 Laufen
 t +49 8682 8967-0
 f +49 8682 8967-11
 office.de@wh.com
 wh.com

Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.
 Rupertgasse 24-26
 A-5020 Salzburg
 t +43 662 8762430
 f +43 662 882472
 office@wehadent.at
 wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 CH-8610 Uster
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com