



Ultraleggeri e potenti



Micromotori ad aria



Micromotori ad aria	AM-25 LT	AM-25 A	AM-25 A BC	AM-25 A RM	AM-25 E
Raccordo lato tubolatura:	Roto Quick a luce	Roto Quick senza luce	Attacco fisso Borden 2 (3) vie	Attacco fisso standard 4 vie	Roto Quick senza luce
Luce:	sì	–	–	–	–
Spray:	interno	interno	interno	interno	esterno
Velocità [giri/min]:	a 2,2 bar: 5.000 – 20.000* a 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Rotazione:	destrorsa/sinistrorsa				



Micromotori ad aria	AM-25 E BC	AM-25 E RM	AM-25	AM-25 BC	AM-25 RM
Raccordo lato tubolatura:	Attacco fisso Borden 2 (3) vie	Attacco fisso standard 4 vie	Roto Quick senza luce	Attacco fisso Borden 2 (3) vie	Attacco fisso standard 4 vie
Luce:	–	–	–	–	–
Spray:	esterno	esterno	-	–	–
Velocità [giri/min]:	a 2,2 bar: 5.000 – 20.000* a 3 bar: 5.000 – 25.000*				
Rotazione:	destrorsa/sinistrorsa				

* I dati relativi a potenza e velocità dei micromotori ad aria dipendono in larga misura dalla qualità delle tubolature delle turbine e possono scostarsi dai valori indicati.

I micromotori ad aria sono disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia.

W&H Italia S.r.l.

Viale Alessandro Volta, 83
20090 Cusago (MI) - Italia

t +39 02 9039271
f +39 02 90392765
office.it@wh.com
wh.com