



Kompakt und leistungsstark



Der bürstenlose W&H Elektromotor EM-E6 ermöglicht sowohl durch die geringe Länge als auch durch das geringe Gewicht ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten. Als Table-Top Variante ist er sofort einsatzbereit, da Umbauten und Eingriffe in die Steuerung der Dentaleinheit nicht erforderlich sind. Die bürstenlose Motortechnik ermöglicht eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.





Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Elektromotor	EM-E6
Spray:	Intern
Kupplung schlauchseitig:	W&H Schraubkupplung
Kupplung Instrument:	ISO 3964 (DIN 13.940)
Drehzahlbereich:	2.000 – 40.000 Upm
Maximale Leistung:	55 W
Drehmoment:	3 Ncm
Kühlluft:	6–8 NI/min
Drehrichtung:	Links-/Rechtslauf
Gewicht:	64 g
Garantie:	24 Monate
Länge ohne ISO-Anschluss:	38,6 mm

Table-Top Steuerung EM-E6 TP	
Gewicht:	445 g
Abmessungen (L x B x H):	146 x 99 x 59 mm
Verwendbarer Motor:	EM-E6
Garantie:	12 Monate
Netzteil-Spannung:	100–240 V, 50–60 Hz

Versorgungsschlauch	
Anschluss:	Motorseitig Schraubkupplung
Verwendbarer Dentalmotor:	EM-E6
Gesamtlänge:	183 cm

Taghelles LED für jeden

Antrieb ein = LED an.

Die Innovation der Alegria Winkelstücke ist so verblüffend wie genial. Wir lassen LED mit Tageslichtqualität überall funktionieren. Denn mit der neuen Generation des Alegria Hand- und Winkelstückprogramms machen wir bewährte W&H Qualität made in Austria mit modernster LED Technologie zugänglich für alle. Ein eingebauter Generator ist die integrierte Energiequelle für LED und funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Fahrraddynamo. Mit dem EM-E6 und den Alegria Winkelstücken genießen Sie die bestmögliche Sicht und ermüdungsfreies Arbeiten dank der geringen Gesamtlänge.



alegra led

Mehr Information bei Ihrem Fachhändler und auf wh.com

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 4
 83410 Laufen, Deutschland
 t + 49 8682 8967-0
 f + 49 8682 8967-11
 office.de@wh.com
 wh.com



Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.
 Rupertgasse 24-26
 5020 Salzburg, Österreich
 t + 43 662 8762430
 f + 43 662 882472
 office@wehadent.at
 wh.com



W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, Schweiz
 t + 41 43 4978484
 f + 41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com