



Die Formel für ein langes Instrumenten-Leben



f1 service
oil

Die intelligentere Formel

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Instrumente

Für jeden Einsatzbereich

W&H Service Oil F1 ist ein Produkt aus der W&H Forschung. Es wurde Hand in Hand mit der modernen W&H Instrumenten-Technologie entwickelt. Dieses Öl gibt Ihnen die Sicherheit, sämtliche W&H Instrumente optimal zu pflegen.

- > Turbinen
- > Hand- und Winkelstücke
- > Chirurgie-Instrumente
- > Luftscaler
- > Luftmotoren



Perfekt für die manuelle Pflege



W&H Service Oil F1 in der Spraydose MD-400.

Anspruchsvolle, hochpräzise technische Systeme verlangen erstklassige, hochwertige Pflege: W&H-Dentalantriebe erreichen Spitzendrehzahlen bis

Perfekt in der Assistina



W&H Service Oil F1 in der Ölflasche MD-500 für die Anwendung in der Assistina.

zu 390.000 Upm. F1 sorgt für exzellente Schmierung und Innenreinigung und sichert somit die einwandfreie Funktion der Instrumente.

Mit dem Testsieger-Öl für alle gängigen Antriebe

Das intelligentere Service Öl

W&H Service Oil F1 ist ein vollsynthetisches Spezialöl höchster Reinheit, das speziell für die Extremforderungen in Dentalantrieben entwickelt wurde. F1 wurde gemeinsam mit Ölen anderer Marken einer Reihe strenger Tests unterzogen.

Das Resultat: Testsieger bei allen wichtigen Leistungsmerkmalen. Das Testergebnis: Je besser das Öl, desto niedriger der Verschleiß. (Reibkalottendurchmesser W_k [mm] ermittelt von TU-Wien nach SRV-Test (Schwing-Reib-Verschleiß-Test) gemäß DIN 51 834.)

Sterilisationsbeständig



F1 ist selbstverständlich voll sterilisierbar, absolut hydrolysebeständig, oxidationsstabil und zeigt beste Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln.

Physiologisch o.k.

F1 enthält keine toxischen Bestandteile, ist physiologisch unbedenklich und umweltverträglich. Die Inhaltsstoffe entsprechen den einschlägigen, internationalen Bestimmungen.


Hohe Werkstoffverträglichkeit

F1 sichert die Beständigkeit auch von Kunststoffteilen, Beschichtungen, Dichtungen, Glas usw.

Enorm wirtschaftlich

Ihre Instrumente danken Ihnen die regelmäßige Pflege mit F1 durch verringerten Reparaturbedarf. Die Vorteile: wesentliche Kosteneinsparung und höhere Rentabilität Ihrer W&H Instrumente.

Kurze Schmierintervalle – lange Lebensdauer



Intensive Pflege erhöht deutlich die Lebensdauer Ihrer Instrumente.

Intelligentes Öl + kurze Pflegeintervalle = erhöhte Lebensdauer

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten
Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Ölspraydose

Type MD-400
Inhalt 400 ml



Ölflasche Assistina

Type MD-500
Inhalt 500 ml

Bestellen Sie Ihr Service Oil F1 über Ihren Fachhändler.
Passende Sprühköpfe finden Sie im Internet unter wh.com

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com



Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.
Rupertgasse 24-26
5020 Salzburg, Österreich
t + 43 662 8762430
f + 43 662 882472
office@wehadent.at
wh.com



W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com