



LED-Aufrüstset



Vorteile:

- > LED-Licht in Tageslichtqualität
- > einfacher Einbau auch bei bestehenden Einheiten
- > 10-mal längere Lebensdauer als Halogenlampen

Lassen Sie Ihren bisherigen Halogen-Motor in taghellem LED-Licht erstrahlen. W&H bietet Ihnen mit dem LED-Aufrüstset die Möglichkeit, mittels 2 Komponenten den W&H Motor EA-40 LT aufzurüsten. Somit genießen Sie dank der innovativen LED-Technologie Tageslichtqualität mit herkömmlichen Glasstab-Instrumenten.

led

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschlussschema



Technische Daten

LED

zum Einbau in den Motor

Farbtemperatur: 5500 K

Sterilisierbar: bis 135 °C

LED-Elektronik

zum Einbau in die Dentaleinheit

Abmessungen:

28 mm x 20 mm x 25 mm

Den EA-40 LT Motor mit Halogenlicht aufrüsten auf LED. Sie werden sehen, wie viel mehr Sie sehen ... Sachen, die für andere oft im Verborgenen bleiben.

Unabhängig davon, mit welchen Glasstab-Instrumenten Sie arbeiten, schenkt Ihnen der auf LED auferüstete Motor perfektes, weißes Licht mit Tageslichtqualität

auf das komplette Behandlungsareal. Die LED-Technologie verfügt über eine weitaus höhere Lebensdauer als herkömmliche Halogenlampen.

Und das mit einer fast unvorstellbaren Intensität an Tageslichtqualität! Um ein vielfaches mehr als bei gängigem Halogenlicht.



Die Platine ist sicherheitstechnisch auf die Einhaltung der Norm IEC 60601-1 geprüft und trägt das UL- Prüfzeichen. Für das Gesamtsystem muss der Fachkunde die Einhaltung aller anwendbaren Normen und Bestimmungen absichern.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen, Deutschland

t + 49 8682 8967-0

f + 49 8682 8967-11

office.de@wh.com

wh.com



Wehadent Dentalwaren-Vertriebs-Ges.m.b.H.

Rupertgasse 24-26
5020 Salzburg, Österreich

t + 43 662 8762430

f + 43 662 882472

office@wehadent.at

wh.com



W&H CH-AG

Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz

t + 41 43 4978484

f + 41 43 4978488

info.ch@wh.com

wh.com