

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso  
il vostro rivenditore  
o su **wh.com**



# Raccordi W&H

Interfacce di sistema versatili



roto quick

## Interfacce di sistema versatili

Il raccordo Roto Quick è un connettore per il trasferimento di acqua, elettricità e luce dal cavo di alimentazione del riunito agli strumenti ad aria.



### Versatile

Per tutte le turbine, i motori ad aria e gli ablatori con innesto Roto Quick.



### Compatibilità

Utilizzabile con tutti gli attacchi delle turbine.



### Igienico

La valvola di non ritorno impedisce il reflusso di acqua spray contaminata e riduce al minimo il rischio di infezioni.



### Intelligente

Il trasferimento di corrente consente l'utilizzo di tecnologie rivoluzionarie, come l'anello a LED+ con 5 diodi luminosi.



### Flessibile

Rotazione a 360° degli strumenti per una maneggevolezza facile ed ergonomica.



### Ergonomico

Il sistema più leggero sul mercato.



### Flessibilità d'uso

Possibile regolazione dell'alimentazione dell'acqua spray – regolazione rapida e personalizzata da parte dell'utente, anche durante il trattamento.



# Raccordi Roto Quick di W&H

Leggeri, flessibili e sterilizzabili: i raccordi Roto Quick di W&H sono versatili e compatibili con strumenti di trasmissione con LED+, LED o con luce alogena. La garanzia è di 24 mesi.



Raccordi Roto Quick:	RQ-24	RQ-34	RQ-14	RQ-03	RQ-04
Luce:	sì	sì	–	–	–
Regolazione spray:	–	sì	sì	–	–
Innesto:	a 6 vie	a 6 vie	standard a 4 vie	a 2 (3) vie	standard a 4 vie



Raccordo W&H per innesto Multiflex®*	
Luce:	LED
Regolazione spray:	–
Innesto:	a 6 vie



## Raccordo W&H RM-34 LED per innesto Multiflex®\*

Semplice e senza compromessi: il raccordo W&H RM-34 LED è subito pronto all'uso. Ciò significa che il raccordo con LED è utilizzabile accanto ai tradizionali raccordi con luce alogena, senza dover applicare la benché minima modifica al riunito. Durata maggiore: garanzia di 24 mesi.

\* Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania

### Produttore:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribuzione:

**W&H Italia S.r.l.**  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), **Italia**  
t +39 035 6663911  
f +39 035 0662504  
office.it@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com