

Възстановяване & Протетика



Компактни. Леки. led.



НОВО

Въздушни микромотори

AM-25

Технически данни

Сканирайте QR кода с мобилен телефон и научете повече за въздушните микромотори.



Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в стандартната доставка.



Вид:	AM-25 L RM	AM-25 A RM AM-25 E RM AM-25 RM	AM-25 A BC AM-25 E BC AM-25 BC
Куплунг откъм страната на шлауха:	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 6-отвора	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 4-отвора	Фиксирана връзка Borden връзка с 2(3)-отвора
Светлина (LED вариант):	LED	–	–
Спрей:	интегриран	интегриран външен	интегриран външен
Тегло:	77 g	78 g 75 g 73 g	78 g 74 g 73 g
Мощност:		20 W	
Диапазон на оборотите (min-1) при работно налягане от:		2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*	
Посока на въртене:		десен/ляв ход	

* При въздушно задвижване данните за мощността и оборотите зависят от качеството на използваните шлаухи на турбината и по тази причина могат да се различават от указаните.



LED светлина

LED светлината във въздушния микромотор гарантира оптимална видимост и осветяване на обработваната зона.



Отлична ергономичност

Свободното въртене на обратния наконечник на 360° на микромотора и късият, лек дизайн гарантират работа без умора.



Бързо отстраняване на зъбните структури

Изключително мощен микромотор за ефективна работа, благодарение на високия въртящ момент.

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str., Office Nr. 6
1680 Sofia, Bulgaria
t + 359 2 854 95 65, + 359 2 854 95 66
f + 359 2 854 95 90
office.bg@wh.com
wh.com