

Restauration & Prothetik



Kompakt.
Leicht.
led.



NEU

Luftmotoren

AM-25

Technische Daten



QR-Code mit dem
Mobiltelefon scannen
und mehr über
Luftmotoren erfahren

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten
Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Typ:	AM-25 L RM	AM-25 A RM AM-25 E RM AM-25 RM	AM-25 A BC AM-25 E BC AM-25 BC
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 6-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch
Licht (LED Version):	LED	–	–
Spray:	intern	intern extern –	intern extern –
Gewicht:	77 g	78 g 75 g 73 g	78 g 74 g 73 g
Leistung:		20 W	
Drehzahlbereich (min ⁻¹) bei einem Betriebsdruck von:		2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*	
Drehrichtung:		Rechts-/Linkslauf	

* Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.




LED-Licht

Die LED im Luftmotor garantiert beste Sicht und Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



Beste Ergonomie

Eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks auf dem Motor und eine kurze sowie leichte Bauweise ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.



Hohe Abtragsleistung

Extrem leistungsstarker Motor für den effizienten Einsatz durch hohen Drehmoment.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com