

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Juego de adaptador del dispositivo de limpieza de W&H

Puntas para la preparación en los aparatos de limpieza y desinfección

Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (profilaxis, periodontología, endodoncia, restauración y prótesis)

- › Todas las puntas del eliminador de sarro con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm (rosca interior – visto desde la punta) se ajustan al adaptador de limpieza con la REF 06895000
- › Puntas EMS con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm (rosca interior), p. ej., EMS C (las puntas EMS con sistema de sujeción rápida no son compatibles).
- › Puntas NSK con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm (rosca interior), compatible con la pieza de mano EMS
Todas las demás puntas NSK no son compatibles
- › Puntas Mectron con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm (rosca interior), p. ej., Mectron S7
- › Las puntas Satelec no son compatibles (dimensión de rosca de M3 x 0,6 mm)

Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (cirugía)

- › Solo los instrumentos Piezomed de W&H se ajustan al juego de adaptador del dispositivo de limpieza
- › Las puntas de, p. ej., Sirona SIROSON, NSK SG3, Satelec CS3, Mectron OT 7 no son compatibles debido a que las dimensiones de rosca son diferentes

Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (profilaxis, periodontología, endodoncia, restauración y prótesis, cirugía)

- › Todas las puntas del eliminador de sarro con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm (rosca exterior – visto desde la punta) se ajustan al adaptador de limpieza con la REF 06894700
- › Puntas Sirona con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm (rosca exterior), p. ej., SIROAIR
- › Puntas KaVo con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm (rosca exterior), p. ej., la punta KaVo 36/10 (las puntas KaVo no se ajustan con el sistema de sujeción rápida).
- › Las puntas NSK con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm (rosca exterior), p. ej., NSK S1
- › Las puntas Brasseler/Komet con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm (rosca exterior), p. ej., SF8878KD

**Los tubos de irrigación,
los clips del tubo de spray y las
bifurcaciones Y también podrán limpiarse.**

Datos sin garantía

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**

t +43 6274 6236-0

f +43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

Distribución:

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

t +34 96 353 20 20

f +34 96 353 25 79

oficinas.es@wh.com

wh.com