

S5 Apex Locator®

S5 Апекс Локатор



Предимства:

Изключително точен електронен апекс локатор, който позволява прецизно измерване на работната дължина на кореновия канал. Неговият компактен дизайн го прави преносим и лесен за работа.

- Висока прецизност при локализиране на апикалния отвор в мокри и сухи канали
- Напълно автоматични измервания
- Компактен и лесен за работа
- Автоматично изключване
- Звуково сигнализиране с регулиране силата на звука

Акcesoари:




Диагностична сонда



Измерващ кабел



Държател за пила



Клипс за устна

Информация за поръчка:

REF: 385S15001 – S5 Апекс Локатор

Оторизиран дилър за България:

W&H Bulgaria Ltd.
91 Pirin Str.
1680 Sofia, Bulgaria

t: +359 2 854 95 65
f: +359 2 854 95 90
wh.com